




# INTRUSAFE

## ROUNDERS POINT GUARDS

EN	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>INSTRUCTIONS FOR USE: English</b>	CS	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>NÁVOD K POUŽITÍ: Český</b>
FR	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>MODE D'EMPLOI : Français</b>	HU	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Magyar</b>
DE	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>GEBRAUCHSANWEISUNG: Deutsch</b>	SK	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>POKYNY NA POUŽITIE: Slovenčina</b>
IT	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>ISTRUZIONI PER L'USO: Italiano</b>	NO	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>BRUKSANVISNING: Norsk</b>
ES	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>MODO DE EMPLEO: Español</b>	SL	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>NAVODILA ZA UPORABO: Slovenski</b>
JA	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>使用説明書: 日本語</b>	BG	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Български</b>
PT	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>INSTRUÇÕES DE USO: Português</b>	RO	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: Română</b>
NL	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>GEbruIKSAANWIJZING: Nederlands</b>	ET	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>KASUTUSJUHEND: Eesti</b>
SV	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>BRUKSANVISNING: Svenska</b>	LV	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: Latviešu</b>
DA	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>BRUGSANVISNING: Dansk</b>	HR	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>UPUTE ZA UPORABU: Hrvatski</b>
FI	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>KÄYTTÖOHJEET: Suomi</b>	SR	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>UPUTSTVA ZA UPOTREBU: Srpski</b>
EL	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ελληνικά</b>	LT	„ROUNDERS POINT GUARDS“	<b>NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: lietuvių k.</b>
PL	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Polski</b>	zh-CN	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>使用说明: 中文</b>
TR	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>KULLANMA TALİMATLARI: Türkçe</b>	zh-TW	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>使用說明書: 中文</b>
RU	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Русский</b>	KO	ROUNDERS POINT GUARDS	<b>사용 지침: 한국어</b>



For the full instructions for use visit:

Pour le mode d'emploi complet, visitez le site :

Die vollständige Gebrauchsanweisung finden Sie unter:

Per le istruzioni per l'uso complete visitare:

Para ver las instrucciones de uso completas, visite:

使用説明書の詳細については、以下をご覧ください。

Para as instruções completas de utilização visite:

Ga voor de volledige gebruiksaanwijzing naar:

För att få tillgång till hela bruksanvisningen, besök:

Se hele brugsanvisningen her:

Täydelliset käyttöohjeet ovat osoitteessa: /

Για πλήρεις οδηγίες χρήσης, επισκεφτείτε: /

Pełną instrukcję użytkowania można znaleźć na stronie:

Kullanma talimatlarının tamamı için şu adresi ziyaret edin:

Для получения полных инструкций по эксплуатации посетите:

Pro úplný návod k použití navštivte:

A teljes használati utasításért látogasson el ide:

Úplné pokyny na použitie nájdete na:

For en komplett bruksanvisning, gå til:

Za celotna navodila obiščite:

За пълните инструкции за употреба посетете:

Pentru instrucțiunile de utilizare complete, accesați:

Täieliku kasutusjuhendi leiate aadressilt:

Lietošanas instrukcijas pilna versija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:

Potpune upute za upotrebu pronađite pod:

Kompletna uputstva potražite na adresi:

Išsamią naudojimo instrukciją rasite:

有关完整的使用说明，请访问：

有關完整的使用說明，請瀏覽：

전체 사용 지침은 다음 사이트를 방문하십시오:



[www.instrusafe.com/ifus](http://www.instrusafe.com/ifus)

If you have any questions, please contact our customer service representatives at **1.888.229.2875**. / Pour toute question, veuillez contacter nos représentants du service clientèle au **1.888.229.2875**. / Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unser Kundendienst unter **1.888.229.2875**. / In caso di domande, contattate gli addetti all'assistenza clienti al numero **1.888.229.2875**. / Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestros representantes de servicio de atención al cliente al **1.888.229.2875**. / ご不明な点がございましたら、以下のカスタマーサービス担当者までお問い合わせください。 **1.888.229.2875** / Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossos representantes de atendimento ao cliente pelo telefone **1.888.229.2875**. / Neem voor vragen contact op met onze medewerkers van de klantenservice op **1.888.229.2875**. / Om du har frågor, var god kontakta våra kundtjänstrepresentanter på telefon **1.888.229.2875**. / Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservicerepræsentanter på **1.888.229.2875**. / Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelinnumerossa **1.888.229.2875**. / Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους της εξυπηρέτησης πελατών μας στο **1.888.229.2875**. / Wszelkie pytania należy kierować do przedstawicieli działu obsługi klienta pod numerem telefonu **1.888.229.2875**. / Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şu numaradan müşteri hizmetleri temsilcilerimizi arayın: **1.888.229.2875**. / Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с представителями нашей службы поддержки клиентов по телефону **1.888.229.2875**. / Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na naše zástupce služeb pro zákazníky na čísle **1.888.229.2875**. / Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati képviselőinkkel az telefonszámon **1.888.229.2875**. / Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na našich zástupcov zákazníckeho servisu na čísle **1.888.229.2875**. / Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med våre kundeservicerepresentanter på **1.888.229.2875**. / Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na naše predstavnike službe za stranke na **1.888.229.2875**. / Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нашите представители за обслужване на клиенти на **1.888.229.2875**. / Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați reprezentanții departamentului nostru de relații clienți la **1.888.229.2875**. / Kűsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega **1.888.229.2875**. / Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļas pārstāvjiem pa tālruni **1.888.229.2875**. / Ako imate bilo kakva pitanja, nazovite predstavnika naše korisničke službe na **1.888.229.2875**. / Ako imate pitanja, obratite se predstavnicima korisničke podrške na **1.888.229.2875**. / Jei turite klausimų, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo atstovais telefonu **1.888.229.2875**. / 如有任何疑问, 请致电 **1.888.229.2875** 与我们的客户服务代表联系。 / 如有任何疑問, 請撥打電話 **1.888.229.2875** 與我們的客戶服務代表聯絡。 / 질문이 있는 경우, **1.888.229.2875**의 고객센터 대표번호로 문의하십시오.

## READ THIS SECTION BEFORE PLACING PRODUCT INTO SERVICE

### INTENDED USE/INDICATIONS FOR USE

InstruSafe® Rounders® Point Guards® are intended to prevent tears in sterilization wrap during storage and transportation. Rounders® Point Guards® are to be used with wrap on tray corners.

### INTENDED USER

InstruSafe® Rounders® Point Guards® are intended to be used by healthcare professionals in the operating room and sterile processing departments for transportation, sterilization, and storage of medical devices.

### STERILIZATION METHODS

The Rounders Point Guards are compatible with the following sterilization methods:

- Steam-PreVacuum, 270 °F (132 °C)
- Ethylene Oxide (EO)
- Low Temperature Hydrogen Peroxide

### WARNINGS

Use only neutral (6.0-7.5) pH detergents with the Point Guards to avoid damage. A detergent with a highly acidic or highly alkaline pH could permanently damage the Point Guard. Do not use if package is damaged or unintentionally opened prior to use.

### CLEANING

#### 1. Manual gross decontamination:

- A. Remove all visible soil and contaminants using a soft bristle brush. The entire Point Guard should be immersed while cleaning to aid in the removal of contaminants and to reduce splashing of detergent on personnel for a minimum of 2 minutes.
- B. Rinse thoroughly for a minimum of 1 minute with clean water to remove all detergent. See rinsing instruction of the detergent label.

#### 2. Ultrasonic clean:

Prepare enzyme wash in an ultrasonic cleaning unit. Place the Point Guard in the detergent and run for a minimum of 10 minutes. Rinse for a minimum of 2 minutes with cold tap water. Visually inspect Point Guard for contaminants. Repeat the cycle if necessary to remove visible contamination.

#### 3. Automated washer:

CYCLE	WATER TEMPERATURE	CLEANING PROCESS
PRE-WASH 1 & 2	COLD TAP WATER	RECIRCULATION TIME: 2 MINUTES
ENZYME WASH	HOT TAP WATER	SOAKING TIME: 4 MINUTES
WASH 1	HEATED AT 65.5°C	RECIRCULATION TIME: 15 MINUTES
RINSE 1 & 2	HOT TAP WATER	RECIRCULATION TIME: 5 MINUTES

**Note:** After completion of an automatic wash cycle, visually inspect Point Guard for any remaining soil. All visible soil must be removed by hand cleaning, brushing, ultrasonic and additional automatic cycles prior to sending to sterilization.

### MAINTENANCE AND INSPECTION

Point Guards were tested for 100 cycles in an automated washer and 100 cycles in an autoclave. Replace Point Guards when inspection reveals deterioration such as: cracking, peeling, flaking, discoloration, mechanical failure, etc.

### PACKAGING

Before wrapping the tray ensure the Point Guard is securely placed on the tray.

### DISPOSAL

In the event the Rounders® Point Guards® do not pass inspection prior to use or have otherwise been deemed no longer fit for purpose, the devices shall be disposed of in line with local protocol. The method of disposal shall depend on the potential risks of cross-contamination and infection when the need for disposal is identified.

### SERIOUS INCIDENT REPORTING

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the FDA/competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

InstruSafe® and Rounders® Point Guards® are registered trademarks of Summit Medical.

InstruSafe® et Rounders® Point Guards® sont des marques déposées de Summit Medical.

InstruSafe® und Rounders® Point Guards® sind eingetragene Marken von Summit Medical.

InstruSafe® e Rounders® Point Guards® sono marchi registrati di Summit Medical.

InstruSafe® y Rounders® Point Guards® son marcas registradas de Summit Medical.

InstruSafe® およびRounders® Point Guards® は、Summit Medical社の登録商標です。

InstruSafe® e Rounders® Point Guards® são marcas registradas da Summit Medical. /

InstruSafe® en Rounders® Point Guards® zijn geregistreerde handelsmerken van Summit Medical.

InstruSafe® och Rounders® Point Guards® är registrerade varumärken som tillhör Summit Medical.

InstruSafe® og Rounders® Point Guards® er registrerede varemærker tilhørende Summit Medical.

InstruSafe® ja Rounders® Point Guards® ovat Summit Medicalin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Τα InstruSafe® και Rounders® Point Guards® είναι σήματα κατατεθέντα της Summit Medical.

InstruSafe® i Rounders® Point Guards® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Summit Medical.

InstruSafe® ve Rounders® Point Guards®, Summit Medical tescilli ticari markalarıdır.

InstruSafe® and Rounders® Point Guards® являются зарегистрированными торговыми марками Summit Medical.

InstruSafe® a Rounders® Point Guards® jsou registrované ochranné známky společnosti Summit Medical.

Az InstruSafe® és a Rounders® Point Guards® a Summit Medical bejegyzett védjegyei.

InstruSafe® a Rounders® Point Guards® sú registrované ochranné známky spoločnosti Summit Medical.

InstruSafe® og Rounders® Point Guards® er registrerte varemerker til Summit Medical.

InstruSafe® in Rounders® Point Guards® sta registrirana kot blagovna znamka podjetja Summit Medical.

InstruSafe® и Rounders® Point Guards® са регистрирани търговски марки на Summit Medical.

InstruSafe® ši Rounders® Point Guards® sunt mărci înregistrate ale Summit Medical.

InstruSafe® ja Rounders® Point Guards® on ettevõtte Summit Medical registreeritud kaubamärgid.

InstruSafe® un Rounders® Point Guards® ir reģistrētas Summit Medical prečzīmes.

InstruSafe® i Rounders® Point Guards® su registrirane trgovačke oznake tvrtke Summit Medical.













InstruSafe® i Rounders® Point Guards® su registrovani žigovi kompanije Summit Medical. /

„InstruSafe®“ ir „Rounders® Point Guards®“ yra registruotieji bendrovės „Summit Medical“ prekių ženklai.

InstruSafe® 和 Rounders® Point Guards® 是 Summit Medical 的注册商标。

InstruSafe® 和 Rounders® Point Guards® 是 Summit Medical 的註冊商標。

InstruSafe® 및 Rounders® Point Guards® 는 Summit Medical의 등록 상표입니다.

<b>Symbol Reference Key / Définition des symboles / Symbollegende / Legenda dei simboli / Definición de los símbolos / 記号参照キー / Chave de referência de símbolo / Legenda / Symbol Referensnyckel / Symbolreferencenøgler / Symbolien merkitys / Υπόμνημα συμβόλων / Objaśnienie symboli / Sembol Referans Anahtarı / Расшифровка символов / Použité symboly / Szimbólumok magyarázata / Referenčný kľúč k symbolom / Symbolreferansenøkkel / Služba za pomoć strankam / Легенда на символите / Tastá símbol de referință / Símbolite legend / Símbolu skaidrojums / Referentni ključ simbola / Legenda simbola / Símbolų paaiškinimas / 符号参考圖例 / 符號參考圖例 / 기호 참조 키</b>	
	Consult instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Consultare le istruzioni per l'uso / Consulte el modo de empleo / 使用説明書を参照してください / Consulte as instruções de uso / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se bruksanvisningen / Se bruksanvisning / Lue käyttöohjeet / Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης / Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania / Kullanma talimatlarına başvurun / См. инструкции по эксплуатации / Přečtěte si návod k použití / Tekintse át a használati útmutatót / Pozrite návod na použitie / Se bruksanvisning / Preglejte navodila za uporabo / Направете справка в инструкциите за употреба / Consultați instructiunile de utilizare / Vaadake kasutusjuhendit / Skatīt lietošanas instrukciju / Pročitajte upute za uporabu / Pogledajte uputstvo za upotrebu / Žr. naudojimo instrukciją / 请参阅使用说明书 / 請參閱使用說明書 / 사용 지침 참조
	Quantity / Quantité / Menge / Quantità / Cantidad / 數量 / Quantidade / Aantal / Antal / Antal / Määrä / Ποσότητα / Ilość / Miktar / Количество / Množství / Mennyiség / Množstvo / Mengde / Količina / Количество / Cantitate / Kogus / Daudzums / Količina / Količina / Kiekis / 量 / 數量 / 수량
	Catalogue number / Référence catalogue / Bestellnummer / Numero catalogo / Número de catálogo / カタログ番号 / Número de catálogo / Catalogusnummer / Katalognummer / Katalognummer / Luettelonumero / Αριθμός καταλόγου / Numer katalogowy / Katalog numarası / Καταλογικός αριθμός / Katalogové číslo / Katalógusszám / Katalógové číslo / Katalognummer / Kataloška številka / Каталоген номер / Număr de catalog / Katalooginumber / Kataloga numurs / Kataloški broj / Kataloški broj / Katalog numeris / 目録号 / 目錄號 / 카탈로그 번호
	Batch Code / Code de lot / Chargennummer / Codice lotto / Código de lote / バッチコード / Código do lote / Batchcode / Satsnummer / Partikode / Eränúmero / Κωδικός παρτίδας / Kod partii / Parti Kodu / Код партии / Kód šarže / Gyártási kód / Kód šarže / Partikode / Koda serije / Код на партида / Cod lot / Partii kood / Sérijas numurs / Šifra serije / Kód serije / Partijos kodas / 批号 / 批號 / 배치 코드
	Date of manufacture / Date de fabrication / Herstellungsdatum / Data di fabbricazione / Fecha de fabricación / 製造日 / Data de fabricaço / Productiedatum / Tillverkningsdatum / Fremstillingsdato / Valmistuspäivä / Ημερομηνία κατασκευής / Data produkcyj / Üretim tarihi / Дата производства / Datum výroby / Gyártás dátuma / Datum výroby / Produksjonsdato / Datum proizvodnje / Дата на производството / Data producției / Tootmiskuupäev / Izgatošanas datums / Datum proizvodnje / Datum proizvodnje / Pagaminimo data / 生产日期 / 生產日期 / 제조일
	Non-sterile / Non stérile / Nicht steril / Non sterile / No estéril / 非滅菌 / Não esterilizado / Niet-steriel / Icke-steril / Ikke-steril / Ei steriili / Μη αποστειρωμένο / Niesterylny / Steril deǵildir / Нестерильно / Nesterilni / Nem steril / Nesterilné / Ikke steril / Nesterilno / Нестерильно / Nesterile / Mitesterilne / Nesterils / Nesterilno / Nesterilno / Nesterilu / 非灭菌 / 非滅菌 / 비-멸균
	Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Produttore / Fabricante / 製造元 / Fabricante / Fabrikant / Tillverkare / Producent / Valmistaja / Κατασκευαστής / Producent / Üretici / Производитель / Výrobce / Gyártó / Výrobca / Produzent / Proizvajalec / Производитель / Producător / Tootja / Ražotājs / Proizvođač / Proizvođač / Gamintojas / 製造商 / 製造商 / 제조사
	Do not use if package is damaged / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Beschädigte Verpackungen nicht verwenden / Non utilizzare in caso di imballaggio danneggiato / No usar si el envase está dañado / 梱包が破損している場合は使用しないこと / Não use se a embalagem estiver danificada / Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is / Får inte användas om förpackningen är skadad / Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget / Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut / Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Ambalaj hasarlıysa kullanmayın / Не использовать, если упаковка повреждена / Nerouživate, pokud je obal poškozen / Ne használni, ha a csomagolás sérült / Nepoužívejte, ak je obal poškodený / Ikke bruk hvis pakningen er skadet / Ne uporabljajte, če je paket poškodovan / Да не се използва, ако опаковката е повредена / A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat / Mitte kasutada, kui pakend on viga saanud / Nelietot, ja iepakojums ir bojāts / Nemojte upotrebljavati ako je ambalaža oštećena / Ne koristite ako je pakovanje oštećeno / Nenaudokite, jei pakuotė pažeista / 如果包装破损, 请勿使用 / 如果包装損壞, 請勿使用 / 포장 이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
	Medical Device / Dispositif médical / Medizinprodukt / Dispositivo medico / Dispositivo médico / 醫療機器 / Dispositivo Médico / Medisch hulpmiddel / Medicinsk apparat / Medicinsk udstyr / Lääkintälaite / Ιατρική συσκευή / Wyrób medyczny / Tibbi Cihaz / Медицинское изделие / Zdravotnický prostředek / Orvostechnikai eszköz / Zdravotnícka pomôcka / Medisinsk utstyr / Medicinska naprava / Медицинско изделие / Dispositiv medical / Meditsiiniseade / Medicinska ierice / Medicinski uređaj / Medicinski uređaj / Medicinos prietais / 医疗器械 / 醫療器械 / 의료 기기
	Authorized Representative in the European Community/European Union / Représentant autorisé établi au sein de la Communauté européenne/l'Union européenne / Bevollmächtigte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea/Unione europea / Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea / 歐洲共同体/歐洲聯合的認定代理業者 / Representante Autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia / Officiële vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Europese Unie / Autoriserad representant inom Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen / Autoriseret representant i Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä/Euroopan unionissa / Ευεκριμένως αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση / Uroważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / Unii Europejskiej / Avrupa Topluluğu'nda/Avrupa Birliği'nde Yetkili Temsilci / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европейском союзе / Autorizovaný zástupce v Evropském společenství/Evropské unii / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségekben/Európai Unióban / Oprávněný zástupca v Európskom spoločenstve/Európskej únii / Autoriseret representant i Det europeiske felleskapet / EU / Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti/Evropski uniji / Упълномощен представител в Европейската общност/Европейския съюз / Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană / Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses / Euroopa Liidus / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā/Eiropas Savienībā / Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici / Europskoj uniji / Ovlašteni predstavnik u Evropskoj zajednici/Evropskoj uniji / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Europos Sąjungeje / 歐洲共同体/歐洲聯盟的授權代表 / 歐洲共同體/歐洲聯盟的授權代表 / 유럽 공동체/유럽 연합의 공인 대리인
	Caution / Attention / Vorsicht / Attenzione / Precaución / 注意 / Cuidado / Opgelet / Försiktighetsåtgärd / Forsigtig / Varoitus / Προσοχή / Przewaga / Dikkat / Внимание / Výstraha / Fygelem! / Upozornenie / Advarsel / Pozor / ВНИМАНИЕ / Atenție / Ettevaatust / Uzmanību! / Oprez / Oprez / Dêmesio / 注意 / 注意 / 주의
	Unique Device Identifier / Identifiant unique du dispositif (UDI) / Eindeutige Gerätekennung / ID univoco del dispositivo / Identificador único del dispositivo / 機器固有識別子 / Identificador Único de Dispositivo / Unieke apparaat-id / Unik enhetsidentifikator / Unik enheds-ID / Yksilöllinen laitetunniste / Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής / Niepowtarzalny identyfikator wyrobu / Benzersiz Cihaz Kimliği / Doğal kauçuk lateksden yapılmamıştır. / Унікальний ідентифікаційний номер изделия / Jedinečný identifikátor zařízení / Ugyvedi eszközazonosító / Jedinečný identifikátor zariadenia / UDI (Unique Device Identifier) / Edinstveni identifikator naprave / Унікален ідентифікатор на изделиї / Identificator unic al dispozitivului / Seadme kordumatu identifitseerimistunnus / Ierices unikālais identifikators / Jedinstveni identifikator uredaja / Jedinstveni identifikator uredaja / Unikalus prietaiso identifikatorius / 唯一设备标识符 / 唯一設備標識符 / 기기 고유 식별자
<p>Not made with natural rubber latex. / Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. / Ohne Naturkautschuklatex hergestellt / Non fabbricato con lattice di gomma naturale. / No está fabricado con látex de caucho natural. / 天然ゴムラテックス製ではありません。 / Não fabricado com látex de borracha natural. / Niet vervaardigd met natuurlijk rubber latex. / Ej tilberedt med latex naturgummi. / Ikke fremstillet med naturgummilætex / Ei sisällä luonnonkumilateksia. / Δεν κατασκευάζεται με τη χρήση φυσικού λάτεξ. / Nie jest wykonana z naturalnego lateksu gumowego. / При производстве не использовался латекс натурального каучука. / Při výrobě nebyl použit přírodní kaučukový latex. / Nem természetes gumilatexből készült. / Nie je vyrobené z prírodného latexu. / Ikke laget av naturlig gummilætex. / Ni izdelano iz naravne gume iz lateksa. / Не съдържа естествен каучуков латекс. / Nu este fabricat din latex de cauciuc natural. / Pole valmistatud loodusliku kummilateksiga. / Nesatur dabīgā kaučuka lateksu. / Nije proizveden od prirodnog gumenog lateksa. / Ne sadrži prirodni gumeni lateks. / Pagaminta nenaudojant gamtinio kaučiuko lateksu. /并非由天然橡胶乳制成。 /并非由天然膠乳製成。 / 천연 고무 라텍스로 제작되지 않음.</p>	



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



Summit Medical LLC  
815 Vikings Parkway, Suite 100  
St. Paul, MN 55121 | USA

P: 1-888-229-2875 | +1 651-789-3939  
F: 1-888-229-1941 | +1 651-789-3979  
www.summitmedicalusa.com

US Patent #9,119,611  
26664 | RevA | MAY2021