

UTILIZZO PREVISTO/INDICAZIONI PER L'USO
Denver Splint® è destinato a offrire supporto esterno a seguito di
iniezione di cera nel naso.
Denver Splint® è indicato per l'uso postoperatorio su pazienti sottoposti a rinoplastica e frattura nasale al fine di applicare una pressione delicata con la leggera imbotitura, per la riduzione dell'edema e la stabilizzazione esterna dei frammenti ossei.

UTENTE PREVISTO
Denver Splint è stato progettato per essere utilizzato da operatori sanitari, ad esempio medici specializzati in chirurgia estetica o plastica, chirurghi di traumatologia facciale e otorinolaringoiatri.

CONTROINDICAZIONI
SKIN-PREP® va utilizzato esclusivamente sulla cute intatta.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
1. Non applicare il tutore direttamente sulla cute: in soggetti sensibili potrebbe causare una lieve sensibilizzazione. Tra la cute e il tutore frapprone il cerotto.
2. Rigorosamente monouso. Non riutilizzare. Riutilizzare il dispositivo potrebbe causare infezioni e contagi oppure il tutore potrebbe non svolgere la sua funzione e recare danno al paziente.
3. Non ri-sterilizzare.
4. Non utilizzare in caso di imballaggio danneggiato o che appare aperto non istantaneamente prima della uso oppure se l'imballaggio dorsale appare compromessa.
5. Non usare in casi noti di lesioni gravi del tessuto molle che compromettono il flusso sanguigno alla pelle.
6. Rimuovere il tutore prima di eseguire radiografie, TC o risonanze magnetiche. I tutori possono alterare la qualità dell'immagine.
7. SKIN-PREP® Attenzione: causa grave irritazione dell'occhio. Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare se si è allergici a determinati componenti. Se accadesse, pulire gli occhi con acqua. In caso di compassa di rosso o altri segni di irritazione, interrompere l'uso. Attenzione: potrebbe causare sonnolenza e vertigini.
Pericolo: liquido e vapore altamente infiammabili. Conservazione: mantenere asciutto e al riparo dalla luce, limite superiore di temperatura 25°C/77°F.
8. Protecto Tape - Per una buona adesione la cute deve essere pulita, asciutta e non unita.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE
*Per pannelli/ogli termoplastici e serie 4000: preriscaldare l'unità oppure riscaldare l'acqua a 71-82°C (160-180°F)

- Lavare e asciugare la cute del naso.
- Per pulire il naso usare una spugnetta imbevuta di alcol. Quindi asciugare la cute del naso.
- Comprimere manualmente l'edema cutaneo.
- Applicare uno strato uniforme di SKIN-PREP® sulla cute del naso e attendere che si asciughi (circa 30 secondi). Se un'area destinata a essere ricoperta resta esclusa, attendere finché SKIN-PREP non si è asciugato, quindi applicare di nuovo.
- Comprimere l'edema.
- Applicare sul naso il cerotto di carta sovrapponendolo.

APPICLACIONE

Serie 1500 - Kit e confezioni di soli tutori

7. Ritagliare in lunghezza il cuscinetto dorsale in modo da adattarlo alla lunghezza del tutore. Applicare il cuscinetto dorsale centrale al cerotto verticalmente sul dorso del naso.

NON TOCCARE LA CUTE CON IL CUSCINETTO DORSALE.

8. Rimuovere la protezione di carta dal Velcro® (ossia dal lato adesivo) del tutore e applicare al cerotto di carta sul naso. **NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.** L'estremità del tutore deve essere rivolta verso il naso-frontale.

9. Muovere il componente metallico del tutore e attaccare il velcro.

10. Modelare piegando le alette del tutore verso il viss offerto dal Velcro adesiva.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Serie 2000 - Kit e confezioni di soli tutori

7. Ritagliare in lunghezza il cuscinetto dorsale in modo da adattarlo alla lunghezza del tutore. Applicare il cuscinetto dorsale centrale al cerotto verticalmente sul dorso del naso.

8. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore.

9. Muovere il metallo. Applicare il lato adesivo del tutore al cerotto sul naso.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Serie 4000 - Kit e confezioni di soli tutori

7. Ritagliare in lunghezza il cuscinetto dorsale in modo da adattarlo alla lunghezza del tutore. Applicare il cuscinetto dorsale centrale al cerotto verticalmente sul dorso del naso.

8. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore.

9. Muovere il metallo. Applicare il lato adesivo del tutore al cerotto sul naso.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Serie 5000 - Kit e confezioni di soli tutori

7. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore ad asole Velcro® ed applicare al cerotto di carta nero. L'estremità stretta del tutore ad asole Velcro deve essere rivolta verso il naso-frontale.

8. Modelare il componente metallico del tutore e attaccare l'ala a uncini del Velcro al lato ad asole del tutore. Il cuscinetto dorsale deve essere applicato verticalmente sul dorso del naso con la cerniere e la cinghia.

9. Modelare piegando le alette del tutore verso il viss offerto dal Velcro adesiva.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Teroplastico

7. Della forma desiderata servendosi di una garza o di una salvietta di carta. Verificare che si adatti al paziente.

8. Posizionare la forma sul pannello/termoplastico e tagliare il tutore in base alla forma con un paio di forbici da medicazione.

9. Applicare il tutore immersandolo in acqua calda a 71-82°C (160-180°F) per 30-60 secondi.

10. Tagliare il tutore dall'acqua servendosi di una pinza o di un abbassalunga per evitare ustioni alle dita.

11. Tamponare brevemente con un panno. Il tutore si raffredderà, ma resterà malleabile per circa un minuto.

12. Applicare il tutore ammortidito ulteriormente, togliere il tutore, ammortidirlo di nuovo immersandolo in acqua calda e riappicarlo.

13. Una volta posizionato, il tutore deve toccare solo il naso sottostante, senza venire a diretto contatto con la cute.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Rimozione

Rimuovere il tutore dopo 7-8 giorni. Per la rimozione, si consiglia di inserire una pinza a baionetta (con punte non aguzze) tra la cute e il nastro separando l'uno dall'altro. Evitare di alzare la cute durante l'asportazione. Smaltire il dispositivo in conformità con il protocollo locale sui rifiuti clinici.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

In caso di incidenti gravi legati al dispositivo, è necessario informare il produttore e la FDA o l'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano l'utente e/o il paziente.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Denver Splint® avser ge extert stöd efter näsplastik eller vid näsfrakt.

Denver Splint® är indikerad för användning efter operation eller näsplastik och för patienter med näsfrakt för att ge mildrat tryck och minskeva med om sånt för att ge extert stabilisering av benfragment.

AVSEDD ANVÄNDARE

Denver Splint® är avsedd att användas av sjukvårdskunliga inom plastik- och kosmetisk kirurgi, akutsäkra och öronkirurgi.

KONTRAINDIKATIONER

SKIN-PREP® endast för intakt hud.

VÄRNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDAR

1. Använd vid särskilt direkta på huden, kan orsaka mild sensibilisering hos vissa känsliga individer.

Anbringa först en papperstejp.

2. Endast för engångsbruk. Återanvänd inte. Återanvändning av anordning kan resultera i infektion, kontamineringseller fel på anordning som kan leda till skada på patienten.

3. Omställa inte.

4. Får inte användas för förpackningar som skadat eller oavskilt liggande.

5. Använd inte vid kända fall av allvarlig skada på mykvarvad som hindrar blodflödet till huden.

6. Använd inte under sörförhållanden med röntgen, DT eller MR. Skenor kan störa röntgenbilderna.

7. SKIN-PREP® Varning: orsakar allvarlig ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen. I tutori possono alterare la qualità dell'immagine.

8. SKIN-PREP® Attention: causa grave irritazione dell'occhio. Evitare il contatto con gli occhi. Se accadesse, pulire gli occhi con acqua. In caso di compassa di rosso o altri segni di irritazione, interrompere l'uso. Attenzione: potrebbe causare sonnolenza e vertigini.

Pericolo: liquido e vapore altamente infiammabili. Conservazione: mantenere asciutto e al riparo dalla luce, limite superiore di temperatura 25°C/77°F.

9. Protecto Tape - Hud moet schoon, droog en vrij van olie zijn voor een goede hechting.

FÖRBEREDELSE

*For serie 4000 och termoplastark/plattor: Förvärma enheten eller värmt vatten till 71-82°C (160-180°F)

INSTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

VOORBEREIDEN

* Voor serie 4000 en thermoplastische vellen/vlakken (flats):

Verwarm het hulpmiddel voor of verwarm water tot 71-82 °C (160-180 °F).

1. Burin, clippa krimplin i vatten.

2. Använd spritvamp för att torka näsan.

3. Pressa ut öden från handen.

4. Aplicera ett jämt läger av SKIN-PREP® på näsan och håll i en sekund.

5. Om det är vanligt ska man klippa bort.

6. Lägg på överläppande papperstejp på näsa.

APPLICERING

Serie 1500-sats och ej sats

7. Träffa längden på den passande skeden för att passa skenans storlek. Applicera dorsal dyna vertikalt på näsan. **RAAK DE HUID NIET AAN MET DOPPEN DYNÄ.**

8. Använda pappersunderlaget från kardborrebandet (dvs. självhäftande) för att fästa kardborrekontakten.

9. Rimuovere la protezione di carta dal Velcro® (ossia dal lato adesivo) del tutore e applicare al cerotto di carta sul naso. **NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.**

10. Modellare i komponenten metallico del tutore e attaccare il Velcro adesiva.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Serie 2000-sats och ej sats

7. Träffa längden på den passande skeden för att passa skenans storlek. Applicera dorsal dyna vertikalt på näsan. **VIDRÖR INTE HUD MED DORSAL DYNÄ.**

8. Använda pappersunderlaget från kardborrebandet (dvs. självhäftande) för att fästa kardborrekontakten.

9. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore.

10. Modelare il metallo. Applicare il lato adesivo del tutore al cerotto sul naso.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Serie 4000 - Kit e confezioni di soli tutori

7. Träffa längden på den passande skeden för att passa skenans storlek. Applicera dorsal dyna vertikalt på näsan. **VIDRÖR INTE HUD MED DORSAL KUNNEMAYN.**

8. Använda pappersunderlaget från kardborrebandet (dvs. självhäftande) för att fästa kardborrekontakten.

9. Rimuovere la protezione di carta dal Velcro® (ossia dal lato adesivo) del tutore e applicare al cerotto di carta sul naso. **NON TOCCARE LA CUTE CON IL CUSCINETTO DORSALE.**

10. Modellare i komponenten metallico del tutore e attaccare il Velcro adesiva.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Serie 5000 - Kit e confezioni di soli tutori

7. Träffa längden på den passande skeden för att passa skenans storlek. Applicera dorsal dyna vertikalt på näsan. **VIDRÖR INTE HUD MED DORSAL SKUNNEMAYN.**

8. Använda pappersunderlaget från kardborrebandet (dvs. självhäftande) för att fästa kardborrekontakten.

9. Rimuovere la protezione di carta dal Velcro® (ossia dal lato adesivo) del tutore e applicare al cerotto di carta sul naso. **NON TOCCARE LA CUTE CON IL CUSCINETTO DORSALE.**

10. Modellare i komponenten metallico del tutore e attaccare il Velcro adesiva.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

Teroplastico

7. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore ad asole Velcro® ed applicare al cerotto di carta nero. **RAAK DE HUID NIET AAN MET DOPS DORSALE KUNNEMAYN.**

8. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore.

9. Muovere il metallo. Applicare il lato adesivo del tutore al cerotto sul naso.

NON PIZZICARE, NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

RIMOZIONE

Rimuovere il tutore dopo 7-8 giorni. Per la rimozione, si consiglia di inserire una pinza a baionetta (con punte non aguzze) tra la cute e il nastro separando l'uno dall'altro. Evitare di alzare la cute durante l'asportazione. Smaltire il dispositivo in conformità con il protocollo locale sui rifiuti clinici.

VERWIJDEREN

Verwijder de spalk na zeven tot tien dagen. Het wordt aanbevolen om de spalk te verwijderen door een stompem bovenste deel van de Velcro® te openen en de tape te steekken. Zorg dat de huid bij de verwijderen niet omhoog wordt getrokken. Gooi het hulpmiddel weg als klinisch afval volgens de plaatselijke voorschriften.

RAPPORTERING AV ALLVARLIGT TILLBUD

Varje allvarligt tillbud som uppstår i relation till apparaten ska rapporteras till tillverkaren och FDA/beträffande myndighet i medlemslandet som användaren och/eller patienten är etablerad i.

VAKAVIEN TAPAUHTUMIEN RAPORTointi

Kaihala iltaiseen liittyvä vakavista tapauhtumaan kohdistuu ilmoitettava valmistajalle ja FDA:lle.</p

INTENDED USE/INDICATIONS FOR USE
The Denver Split[®] is intended to provide external support after rhinoplasty or nasal fractures.

UTILISATION PRÉVUE/RECOMMANDATIONS D'UTILISATION
L'attelle nasale Denver Split[®] est un dispositif conçu pour fournir un soutien externe du nez après une rhinoplastie ou une fracture nasale.

VERWENDUNGSZWECK/BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der Denver Split[®] ist für die äußere Schiene nach einer Nasenplastik oder -fraktur bestimmt.

USO PREVISTO / INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O Talha nasal Denver Split[®] destina-se a proporcionar suporte externo à apófise nasária ou traumatismo nasal.

ZAMYŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE K POUŽITÍ
Dlaha nasal Denver Split[®] je určena k externí podpoře nosu po rhinoplastice nebo zlomeninách nosu.

USO PREVISTO/MODO DE EMPLEO
La férula nasal Denver Split[®] está destinada para ofrecer apoyo externo a la apófisis nasaria o traumatismo nasal.

ES

INTENDED USER
The Denver Split[®] is intended to be used by healthcare professionals, such as, plastic and cosmetic surgeons, facial trauma surgeons, and otolaryngologists.

CONTRADICATIONS
SKIN-PREP[®] for use on intact skin only.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
1. Do not apply splint directly to skin- may cause mild sensitization in certain sensitive individuals.
2. Apply protective tape first.

VERGESSENER ANWENDER
Der Denver Split[®] ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, wie z.B. Spezialisten für plastische und Schönheitschirurgie, Rekonstruktionschirurgie

USUARIO PREVISTO
Denver Split[®] está diseñada para ser usada por profesionales de la salud como, por ejemplo, los cirujanos plásticos y estéticos, los cirujanos especializados en traumatología facial o los oftalmoraringólogos.

USUARIO PREVISTO
Denver Split[®] es diseñada para ser usada por profesionales de la salud como, por ejemplo, los cirujanos plásticos y estéticos, los cirujanos de trauma facial y otorrinolaringólogos.

ES

SKIN-PREP[®] for use on intact skin only.

CONTRAINDICATIONS
SKIN-PREP[®] for use on intact skin only.

CONTRAINDICAÇÕES
SKIN-PREP[®] destinada para uso na pele intacta.

CONTRAINDIKATIONEN
SKIN-PREP[®] darf nur auf intakter Haut angewendet werden.

CONTRAINDIKACIONES
SKIN-PREP[®] destinada para uso na piel intacta.

CONTRAINDICACIONES
SKIN-PREP[®] destinada para uso na piel intacta.

ES

Avertissements et Précautions
1. Ne pas appliquer l'attelle directement sur la peau : cela pourrait entraîner une sensibilisation chez certains patients. Appliquer d'abord une bande de papier.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
1. Ne pas appliquer l'attelle directement sur la peau : cela pourrait entraîner une sensibilisation chez certains patients. Appliquer d'abord une bande de papier.

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE
1. Den Splint direkt auf die Haut aufbringen. Dies kann bei empfindlichen Individuen eine leichte Empfindlichkeitsreaktion hervorrufen. Zuerst Papierklebeband auftragen.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
1. Ne používejte dlahu přímo na kůži – u některých citlivých osob může způsobit mírné zčervení.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1. No aplique la férula directamente sobre la piel (puede provocar una leve sensibilización en algunas personas). Aplicar primero la cinta adhesiva de papel.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1. No aplique la férula directamente sobre la piel (puede provocar una leve sensibilización en algunas personas). Aplicar primero la cinta adhesiva de papel.

ES

2. For Single Use Only. Do not reuse. Reuse of device could result in infection, contamination or device failure which could lead to patient harm.

3. Do not sterilize.

4. Do not use if the device is damaged or unintentionally opened prior to use, or if dorsal pad is compromised.

5. Do not use in known cases of severe soft tissue injuries that compromise blood supply to the skin.

6. Remove protective splint prior to X-ray, CT or MRI imaging. Splints may interfere with image quality.

7. SKIN-PREP[®] - Warning: causes serious eye irritation. Avoid contact with eyes. In the case of accidental contact, flush eyes well with water. Should redness or other signs of irritation appear, discontinue use. Warning: may cause drowsiness and dizziness. Danger: Highly flammable liquid and vapor. Storage: Keep dry and away from sun; upper temperature limit of 25°C/77°F. Protecto Tape - Skin should be clean, dry, and free of oils to assure good adhesion.

ES

APPLICATION INSTRUCTIONS

***For series 4000 and Thermoplastic Sheets/Flats: Preheat unit or heat water to 160-180° F (71-82°C)**

PRÉPARATION
***Pour la série 4000 et feuilles thermoplastiques : Préchauffez l'appareil ou chauffez l'eau à 160-180° F (71-82°C)**

PREPARACIÓN
***Para la serie 4000 y láminas de termoplástico : Precaleiente la unidad o caliente agua a 160-180° F (71-82°C)**

PREPARAÇÃO
***Para a série 4000 e folhas/Planos Termoplásticos : Pré-aqueça a unidade ou aqueça água a 71-82 °C (160-180 °F)**

PRÉPARAÇAO
***Para a serie 4000 e folhas/Planos Termoplásticos : Pré-aqueça a unidade ou aqueça água a 71-82 °C (160-180 °F)**

ES

1. Cleanse and dry skin.

2. Remove paper backing from tape. Dry skin of nose after wiping.

ANWENDUNGSHINWEISE

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

3. Express edema manually from skin.

4. Apply a uniform coating of SKIN-PREP[®] to nasal skin and allow to dry (approximately 30 seconds).

5. If an area intended to be covered is missed, wait until SKIN-PREP has dried then re-apply.

6. Express edema again.

7. Apply overlapping paper tape to nose.

8. Protecto Tape - Skin should be clean, dry, and free of oils to assure good adhesion.

ES

APPLICATION

Série 1500 Kit & Non-Kit

PRÉPARATION

PREPARACIÓN

PREPARAÇÃO

PRÉPARAÇAO

ES

7. Trim dorsal pad length to fit splint size. Apply center dorsal pad vertically to tape on the dorsum of the nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH DORSAL PAD.**

8. Remove paper backing from adhesive segment of Velcro® and apply to paper tape on nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH SPLINT. Narrow end of splint should point toward nasofrontal angle.**

VORBEREITUNG

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

9. Shape metal segment of splint and attach to Velcro.

10. Mold by bending wings of splint toward face to make Velcro contact. **DO NOT PINCH.**

ANwendung

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

APPLICATION

Série 2000 Kit & Non-Kit

PRÉPARATION

PREPARACIÓN

PREPARAÇÃO

PRÉPARAÇAO

ES

7. Trim dorsal pad length to fit splint size. Apply center dorsal pad vertically to tape on the dorsum of the nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH DORSAL PAD.**

8. Remove paper backing from adhesive segment of Velcro® and apply to paper tape on nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH SPLINT. Narrow end of splint should point toward nasofrontal angle.**

VORBEREITUNG

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

9. Shape metal segment of splint and attach to Velcro.

10. Mold by bending wings of splint toward face to make Velcro contact. **DO NOT PINCH.**

ANwendung

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

APPLICATION

Série 4000 Kit & Non-Kit

PRÉPARATION

PREPARACIÓN

PREPARAÇÃO

PRÉPARAÇAO

ES

7. Trim dorsal pad length to fit splint size. Apply center dorsal pad vertically to tape on the dorsum of the nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH DORSAL PAD.**

8. Remove paper backing from adhesive segment of Velcro® and apply to paper tape on nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH SPLINT. Narrow end of splint should point toward nasofrontal angle.**

VORBEREITUNG

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

9. Shape metal segment of splint and attach to Velcro.

10. Mold by bending wings of splint toward face to make Velcro contact. **DO NOT PINCH.**

ANwendung

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

APPLICATION

Série 4000 Kit & Non-Kit

PRÉPARATION

PREPARACIÓN

PREPARAÇÃO

PRÉPARAÇAO

ES

7. Trim dorsal pad length to fit splint size. Apply center dorsal pad vertically to tape on the dorsum of the nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH DORSAL PAD.**

8. Remove paper backing from adhesive segment of Velcro® and apply to paper tape on nose. **DO NOT TOUCH SKIN WITH SPLINT. Narrow end of splint should point toward nasofrontal angle.**

VORBEREITUNG

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES

9. Shape metal segment of splint and attach to Velcro.

10. Mold by bending wings of splint toward face to make Velcro contact. **DO NOT PINCH.**

ANwendung

INSTRUÇÕES D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ES